



NL 100



Manual de instruções

NL 100



NL 100

Manual de instruções	3
----------------------------	---

Informação de segurança

Por favor, leia com atenção este manual de instruções. Nunca tente abrir o aparelho nem fazer qualquer trabalho de reparação por sua conta.

Compatibilidade com auriculares

O produto é compatível com a maior parte dos aparelhos auditivos disponíveis no mercado. No entanto, devido à vasta gama de aparelhos auditivos disponíveis, não há qualquer garantia de que o produto funcione “sem problemas” com todos os modelos.

Eliminação

O utilizador é obrigado a desfazer-se dos artigos de consumo de forma adequada em conformidade com as disposições legais. A figura que aparece junto ao produto indica que os aparelhos elétricos e eletrónicos que já não são necessários deverão ser eliminados separadamente dos restantes resíduos domésticos.

Informação de segurança

Os aparelhos elétricos e eletrónicos deverão ser depositados nos respetivos pontos de recolha de resíduos proporcionados pelas autoridades locais. O material de embalagem deverá ser eliminado de acordo com a regulamentação local.



Como começar

Como começar

1. Verifique o conteúdo da embalagem

Conteúdo	NL100
Aro magnético NL100	1
Bateria AAA	1
Adaptador de produto de 2,5 mm a 3,5 mm	1
Manual de instruções	1

2. Inserir a bateria

Coloque uma bateria AAA no compartimento para baterias na parte traseira do NL100. Tenha em conta os polos “+” e “-” e coloque a bateria na posição correta. Feche a tampa do compartimento para baterias.



Atenção: Não utilize baterias recarregáveis

3. Ligação do NL 100

Ligue o NL100 como se indica na imagem à tomada para auriculares de seu telefone e passe o cordão de pescoço pela sua cabeça.



Utilização do NL100

O NL 100 utiliza um sistema de aro magnético que funciona juntamente com seu auricular, quando o ajusta no modo T, para poder perceber melhor os ruídos.

1. Mova o interruptor de ON/OFF para a posição "ON". O LED verde de funcionamento acende-se.



Se o LED de funcionamento ficar vermelho, é sinal de que a bateria está com pouca carga, pelo que deverá substituí-la quanto antes.

2. Ative o seu auricular em modo "T" ou "MT"
3. Regule o volume na roda de controlo.
4. Agora o seu NL 100 está pronto para poder falar com o seu interlocutor através do microfone integrado.
5. Quando terminar a conversa, volte a colocar o interruptor ON/OFF na posição OFF para conservar o rendimento da bateria. O LED de funcionamento apaga-se.



Poderá utilizar o adaptador de produto incluído na embalagem do NL 100 como conector para reprodutores MP3 ou telemóveis compatíveis. Siga as indicações anteriores.

Manutenção/Garantia

Manutenção

- Limpe a superfície do produto com um pano suave e sem pelos
- Nunca utilize produtos de limpeza ou soluções

Garantia

Os dispositivos Amplicomms são fabricados e testados de acordo com os mais avançados métodos de produção. A utilização de materiais cuidadosamente selecionados e uma avançada tecnologia, garantem um funcionamento sem interferências e um longo período de serviço. A garantia não será aplicável quando a causa da avaria do dispositivo ficar a dever-se ao operador de rede ou à possível instalação de uma central privada. A garantia não se aplica às baterias recarregáveis nem aos restantes produtos utilizados para carregar o dispositivo. O período de garantia é de 24 meses a partir da data de aquisição. Dentro do período de garantia, todos os defeitos materiais ou de fabrico serão resolvidos de forma gratuita. A garantia ficará anulada caso tenha existido manipulação por parte do comprador ou de terceiros. Os danos causados pelo manuseamento e operação indevidos, colocação ou armazenamento inadequados, ligação ou instalação defeituosas, motivos de força maior ou ações de influência externa não são cobertos pela garantia. Em caso de reclamação, reservamo-nos o direito de reparar as peças defeituosas, substituí-las ou substituir o dispositivo. As peças ou o dispositivo substituídos ficarão na posse da nossa empresa. As reclamações por danos e prejuízos ficam excluídas, a menos que se demonstre intencionalidade ou negligência grave por parte do fabricante.

Se, dentro do período de garantia, o dispositivo continuar a apresentar defeitos, entre em contacto com a loja onde adquiriu o dispositivo Amplicomms, munido do seu comprovativo de compra. Todas os direitos de reclamação de acordo com as condições da garantia em conformidade com estas disposições só serão válidos perante o distribuidor do produto. Os direitos de garantia conforme as condições de garantia perderão a validade passados dois anos após a compra e entrega do nosso produto.

Declaração de conformidade

Este dispositivo cumpre os seguintes requisitos da Diretiva da UE: Diretiva 1999/5/CE sobre equipamentos radioelétricos e terminais de telecomunicação e reconhecimento mútuo da sua conformidade. A conformidade com a diretiva referida anteriormente é confirmada pelo símbolo CE colocado no dispositivo. Para obter a declaração de conformidade completa, poderá descarregá-la gratuitamente no nosso site www.amplicomms.com



Audioline GmbH, D-41460 Neuss



Indicações importantes sobre a garantia

A garantia do seu produto Amplicomms tem início no dia da compra. O direito de garantia aplica-se às anomalias atribuíveis a defeitos materiais ou de fabrico. Os direitos de garantia ficarão excluídos caso tenha existido manipulação por parte do comprador ou de terceiros. Os danos causados por manuseamento e operação indevidos, colocação ou armazenamento inadequados, ligação ou instalação defeituosas, motivos de força maior ou ações de influência externa não são cobertos pela garantia.

EM CASO DE GARANTIA, ENTRE EXCLUSIVAMENTE
EM CONTACTO COM A LOJA ONDE COMPROU O
PRODUTO E NÃO SE ESQUEÇA DE MOSTRAR
O COMPROVATIVO DE COMPRA.

PARA EVITAR TEMPOS DE ESPERA DES-NECESSÁRIOS,
PEDIMOS QUE NÃO ENVIEM OS APARELHOS OBJETO
DE RECLAMAÇÃO PARA OS NOSSOS ESCRITÓRIOS.

PARA QUALQUER QUESTÃO RELACIONADA COM O
MANUSEAMENTO E A PRESTAÇÃO DE GARANTIA,
CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicomms.com
E-mail: info@audioline.de

