



---

NL 100



Istruzioni per l'uso

**NL 100**



## NL 100

Istruzioni per l'uso .....	3
----------------------------	---

## Informazioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Non aprire per nessun motivo l'apparecchio, né effettuare eventuali riparazioni autonomamente.

### Compatibilità con apparecchi acustici

Il prodotto è compatibile con il maggior numero di apparecchi acustici presenti sul mercato. Per via della vasta gamma di apparecchi acustici disponibili, non è comunque possibile garantire che il prodotto operi 'senza problemi' con qualsiasi tipo di modello.

### Smaltimento

Il consumatore ha l'obbligo di smaltire i beni di consumo conformemente alle norme di legge rispettivamente applicabili. Il simbolo raffigurato qui accanto indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici esausti non vanno smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

## Informazioni di sicurezza

Gli apparecchi elettrici ed elettronici esausti vanno invece smaltiti consegnandoli presso i centri di raccolta istituiti dalle aziende pubbliche di riciclo.

Il materiale d'imballo va smaltito conformemente alle disposizioni locali.



## Messa in funzione

### Messa in funzione

#### 1. Verificare il contenuto della confezione

Contenuto	NL100
Rilevatore NL100	1
Pila tipo AAA	1
Adattatore prodotto da 2,5 mm a 3,5 mm	1
Istruzioni per l'uso	1

#### 2. Inserire la pila

Inserire una pila di tipo AAA nel vano batteria presente sul retro del NL100. Osservare i contrassegni '+' e '-' e posizionare la pila nella giusta direzione. Chiudere il coperchio del vano batteria.



**Attenzione:** Non utilizzare batterie ricaricabili.

#### 3. Collegare il NL100

Collegare il rilevatore NL100 secondo quanto raffigurato all'innesto del ricevitore del proprio telefono e passare la tracolla dietro la nuca.



## Utilizzo del NL 100

Il NL 100 si serve di un sistema di rilevamento in grado di operare con un apparecchio acustico se impostato su T, in modo da sentire i rumori in modo molto più nitido e amplificato.

1. Passare con il tasto ON/OFF su 'ON'. Il LED di esercizio si accende di verde.



Non appena il LED di esercizio si accende di rosso, il livello di carica della pila è basso e la pila va quindi sostituita quanto prima possibile.

2. Passare con l'apparecchio acustico alla modalità 'T' o 'MT'.
3. Regolare il volume tramite apposita rotellina.
4. Il NL 100 è ora pronto all'esercizio e l'utilizzatore ha modo di parlare con il proprio partner di chiamata attraverso il microfono integrato.
5. Passare alla fine della conversazione il tasto ON/OFF su 'OFF' per risparmiare la capacità della pila. Il LED di esercizio si spegne.



L'adattatore prodotto per il NL 100 fornito in dotazione consente il collegamento di dispositivi MP3 o telefonici compatibili. Seguire i passi sopra descritti.

## Manutenzione/Garanzia

### Manutenzione

- Pulire la superficie del prodotto con un panno morbido e antipolucchi.
- Non utilizzare mai detergenti o solventi.

### Garanzia

Gli apparecchi Amplicomms sono costruiti e collaudati secondo i metodi di produzione più moderni. L'utilizzo di materiali accuratamente selezionati e tecnologie all'avanguardia sono garanti di un funzionamento efficiente e di una lunga durata utile. Le condizioni di garanzia non si applicano in caso di errore da parte del provider di rete telefonica o se la causa per il malfunzionamento del dispositivo è riconducibile ad un qualsiasi sistema interno supplementare interposto. Le condizioni di garanzia non si applicano a batterie ricaricabili o accumulatori integrati nei prodotti. La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi e ha inizio a decorrere dalla data di acquisto.

Tutti i guasti riconducibili a difetti di materiale o di produzione e che subentrano nel periodo di garanzia saranno eliminati gratuitamente. Il diritto a garanzia conformemente a quanto previsto delle condizioni di garanzia decade in caso di intervento da parte dell'acquirente o di terzi. Danni risultanti da un uso o esercizio impropri, da ubicazione o conservazione errati, da collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti dalle presenti condizioni di garanzia. In caso di reclamazioni ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire parti difettose oppure di fornire un apparecchio sostitutivo. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi eventuali diritti al risarcimento in caso di danni subentrati con provata sussistenza di dolo o colpa da parte del produttore.

In caso l'apparecchio presentasse un qualche difetto nel corso del periodo di garanzia, si prega di consegnarlo al rivenditore dell'apparecchio Amplicomms insieme al rispettivo scontrino di acquisto. Qualsiasi diritto di garanzia di cui nelle presenti condizioni di garanzia e conformemente a quanto in esse disposto andrà rivendicato esclusivamente nei confronti del rivenditore dell'apparecchio. Decorso il termine di 2 anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia conformemente alle presenti condizioni di garanzia.

### Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde

a quanto disposto dalla seguente Direttiva EU:

1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra è confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa è possibile usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu).



Distribuzione: Audioline GmbH, D-41460 Neuss



### Importanti indicazioni di garanzia

Il periodo di garanzia per questo prodotto Amplicomms inizia a partire dalla data di acquisto. Un diritto a garanzia sussiste nel caso di guasti relativi a difetti di materiale e di produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio improprio, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia.

IN CASO DI GARANZIA SI PREGA DI RIVOLGERSI  
ESCLUSIVAMENTE  
AL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE L'APPARECCHIO È  
STATO ACQUISTATO,  
TENENDO A PORTATA DI MANO LO SCONTRINO COM-  
PROVANTE L'ACQUISTO.

AL FINE DI EVITARE INUTILI TEMPI DI ATTESA, SI  
PREGA DI NON INVIARE GLI APPARECCHI DIFETTOSI E  
SOGGETTI A RECLAMO ALL'INDIRIZZO DELLA NOSTRA  
SEDE AMMINISTRATIVA.



**AUDIOLINE GmbH**

D-41460 Neuss

Internet: [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)