



TCL 300

**Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedieningshandleiding
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso**

**Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine
Übersicht über Ihr TCL 300.**



**Please open this page for “At a glance”
guide to your TCL 300.**

**Cette page dépliant vous offre un
aperçu de votre TCL 300.**

**Dit uitvouwblad toont u een overzicht
van uw TCL 300.**

**Questa pagina apribile Le mostra un
riepilogo del Suo TCL 300.**

**Aquí encontrará todos los elementos
de mando de su Despertador
TCL 300.**



- 1 ALARM STOP-Taste
- 2 Anzeige „Alarm eingestellt“
- 3 Einstellung Wecktonlautstärke
- 4 Alarmauswahl-Schalter
(Weckton + Vibration, Weckton, Vibration, Aus)
- 5 Einstelltasten für Uhrzeit und Alarm
- 6 Einstellung Schlummerfunktion
- 7 Einstellung Wecktonklang
- 8 Batteriefach (für Pufferbatterie)
- 9 Einstellung Vibrationsfunktion
- 10 Anschluss für Vibrationskissen
- 11 Anschluss für Netzteil

Packungsinhalt

- Wecker
- Steckernetzteil 12 V, 800 mA
- Vibrationskissen
- Bedienungsanleitung



Wecker anschließen

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel zum Vibrationskissen unter der Matratze/dem Kopfkissen unsichtbar und unerreichbar verlegt ist, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Pufferbatterie

Zur Überbrückung eines kurzfristigen Stromausfalls oder Herausziehens des Steckernetzteils können Sie eine Pufferbatterie (9 V-Block) einsetzen. Dadurch bleiben die Einstellungen für Uhrzeit und Weckzeit erhalten.

Während eines Stromausfalls wird die Uhrzeit nicht

angezeigt, der Vibrationsalarm funktioniert nicht. Es ertönt nur der Weckton. Ist nur Vibration (SHAKER) eingestellt, leuchtet zum Wecken nur die ALARM STOP-Taste.

Ist keine Batterie eingesetzt, gehen die Zeit- und Weckeinstellungen bei einem Stromausfall verloren. Bei einem nächtlichen Stromausfall hätte das zur Folge, dass Sie am Morgen nicht zur gewünschten Zeit geweckt werden.

Zum einfachen Öffnen der Batteriefachabdeckung benutzen Sie bitte einen geeigneten spitzen Gegenstand, z. B. die Spitze eines Kugelschreibers oder einen kleinen



Schraubendreher. Beim Anschluss der Batterie achten Sie auf die korrekte Polarität.

Überprüfen Sie den Zustand der Batterie nach ca. einem Jahr und wechseln Sie sie ggf. aus. Ausgelaufene Batterien können das Gerät beschädigen.



Einstellen der Zeit

1. Drücken und halten Sie die **SET CLOCK**-Taste.
2. Stellen Sie mit **hour** die Stunden und mit **MIN** die Minuten ein.
3. Lassen Sie die **SET CLOCK**-Taste wieder los.

Einstellen der Weckzeit

1. Drücken und halten Sie die **SET ALARM**-Taste.
2. Stellen Sie mit **hour** die Stunden und mit **MIN** die Minuten ein.
3. Lassen Sie die **SET ALARM**-Taste wieder los.

Einstellen des Weckmodus

1. Schieben Sie den Alarmauswahl-Schalter **MODE** in die Stellung **OFF**, um die Weckfunktion oder das gerade ertönende Wecksignal auszuschalten.
2. Schieben Sie den Alarmauswahl-Schalter **MODE** in die Stellung **AUDIO** (Weckton), **SHAKER** (Vibrati-

on) oder **ALL** (Weckton + Vibration) um den Weckmodus auszuwählen und den Wecker einzuschalten.

Hinweis: In den Stellungen **ALL**, **AUDIO** und **SHAKER** leuchtet die Anzeige „Alarm eingestellt“ im Display.

Einstellen des Vibrationsmodus

1. Wählen Sie mit dem Schalter **VIBRATION**
 - **PULSE:** Vibration mit Unterbrechung
 - **CONTINUE:** Dauervibration.

Einstellen der Schlummerfunktion

1. Wählen Sie mit dem Schalter **AUTO SNOOZE**
 - **OFF:** Schlummerfunktion ausgeschaltet
 - **ON:** Nach Drücken der **ALARM STOP**-Taste wird das Alarmsignal nach ca. 9 Minuten wiederholt (max. Gesamtdauer ca. 2 Stunden).



Einstellen der Lautstärke

1. Stellen Sie mit **VOL** die Wecktonlautstärke ein.

Einstellen des Klangs

1. Stellen Sie mit **TONE** den Wecktonklang ein.

Testen der Weckfunktion

1. Schieben Sie den Schalter **AUTO SNOOZE** in die Stellung „TEST“. Die eingestellte Weckfunktion (MODE) wird ausgelöst. **Hinweis:** Im Testmodus blinkt die LED (ALARM STOP-Taste) nicht.

Technische Daten / Funktionen

Funktionen: Uhr, Wecker

Weck-Modi: Weckton, Vibration, Weckton & Vibration

Stromversorgung: Steckernetzteil Eingang 100~240 V
AC, Ausgang 12 V DC / 800 mA.

Pufferbatterie (optional): 9 V-Block, jährlich austauschen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Gefahren durch Elektrizität

- Schützen Sie die Geräte vor Tropf- oder Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung der Geräte. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Betreiben Sie Geräte und Netzteil nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit der auf dem Netzteil angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose:

- bei Gewitter
- bevor Sie das angeschlossene Gerät reinigen
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten
- wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

Ziehen Sie dabei immer am Netzteil, nicht am Anschlusskabel.

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der Gehäuse. Im Inneren der Gehäuse befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Die Anschlusskabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie die Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Prüfen Sie die Geräte und das Netzteil regelmäßig auf Beschädigungen. Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, wenn eines seiner Komponenten, das Netzteil oder

das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist, oder wenn ein Gerät heruntergefallen ist.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf

Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der

Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



2004/108/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**.

- 1 ALARM STOP button
- 2 Indicator "Alarm set"
- 3 Volume setting
- 4 Alarm mode selection
(Buzzer + Shaker, Shaker, Buzzer, Off)
- 5 Buttons for setting clock / alarm
- 6 Snooze function setting
- 7 Alarm tone setting
- 8 Battery compartment (for back-up battery)
- 9 Vibration function setting
- 10 Shaker jack
- 11 Power supply jack

Box contents

- Alarm clock
- Power supply 12 V, 800 mA
- Shaker
- User guide

Helpline UK 0844 800 6503

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)

Installation

Attention: Only use the power adapter plug contained in the material supplied since other power adapter plugs could damage the product. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

To avoid possible danger from the shaker cord, ensure that the cord is pulled back under the mattress/pillow, and is not visible or reachable.

Back-up battery

With a back-up battery installed, the clock will keep the time and alarm settings in the event of a power cut or the DC adaptor being unplugged.

During a power cut, the clock will not display the time, but the AUDIO will function. If SHAKER is selected, only the ALARM STOP button will light.



If no battery is installed and a power cut occurs, then the clock will lose its time and alarm setting. This is important as if there is a power cut in the night then the alarm will not be set correctly to wake you up in the morning at the required time.

To open the battery compartment please use a suitable implement such as the tip of a ball point pen or small screwdriver.



When connecting the battery observe the correct polarity.

Check the battery condition after one year, replace an old battery. A leaking battery can destroy your clock.

Setting the time

1. Press and hold down the **SET CLOCK** button.
2. Press **HOUR** to set the hours and press **MIN** to set the minutes.
3. Release the **SET CLOCK** button.

Setting the alarm time

1. Press and hold down the **SET ALARM** button.
2. Press **HOUR** to set the hours and press **MIN** to set the minutes.
3. Release the **SET ALARM** button.

Setting the alarm mode

1. Slide the alarm mode switch **MODE** to **OFF** to switch off the alarm function or to stop the current alarm.
2. Slide the alarm mode switch **MODE** to **AUDIO** (Buzzer), **SHAKER** (Vibration) or **ALL** (Buzzer +



Vibration) to select the alarm mode and to switch the alarm function on.

Note: When set to **ALL**, **AUDIO** and **SHAKER** the indicator “Alarm set” is illuminated.

Setting the vibration mode

1. Select the mode with the **VIBRATION** switch:
 - **PULSE**: with interruption
 - **CONTINUE**: continuous.

Setting the snooze mode

1. Select the mode with the **AUTO SNOOZE** switch:
 - **OFF**: snooze function off
 - **ON**: After pressing the **ALARM STOP** button the alarm will be repeated after approx. 9 minutes (total time of activation is approx. 2 hours).

Setting the volume

1. Adjust the alarm volume with **VOL**.

Setting the alarm tone

1. Adjust the alarm tone with **TONE**.

Checking your alarm setting

1. Slide the **AUTO SNOOZE** switch to position TEST.

The selected alarm setting (MODE) goes off.

Note: in TEST mode the LED light (SNOOZE button) does not flash.

Specifications

Functions: Clock, Alarm clock

Alarm modes: Buzzer, Vibration, Buzzer & Vibration

Operating voltage: Power supply Input 100~240 V AC,
Output 12 V DC / 800 mA.

Back-up battery (optional): 9 V battery, PP3 / MN1604,
change once a year

Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Hazards due to electricity

- Protect the devices from dripping or spraying water. Do not place any containers with liquid, such as vases, on or near the devices. The container may tip over and the liquid may limit the electrical safety.
- Do not operate the devices and power supplies in the open-air or in very humid areas
- Only connect the device to a properly installed socket with a mains voltage that corresponds to the voltage on the power supply.
- Unplug the power supply from the socket:
 - during storms
 - before you clean the connected device

- if faults arise during operation
- if you do not use the device for a longer period of time.

Always unplug the power supply, not the connection cable.

- Do not open or remove parts of the casing under any circumstances. Inside the casing are live parts that can cause electric shock if touched.
- Do not insert any objects into the openings on the device. They might come into contact with live parts.
- The connection cables must not be bent or crushed. Keep the connection cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Check the devices and the power supply for damage regularly. Do not turn on any device if one of its components, the power supply or the connection cable has visible damage or a device has fallen.

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus must be disposed of separately from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



GB



Maintenance

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free functioning and a long service life.

The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. The terms of the guarantee do not apply to the rechargeable batteries or power packs used in the products.

All deficiencies resulting from material of production faults which occur during the period of guarantee will

be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence or intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS equipment together with the purchase receipt. All rights to

claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Helpline

If you need some help and you're in the UK, please call us on 0844 800 6503 (using an UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connection charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary). Lines are open Monday to Friday, 9am to 5pm, excluding public holidays.

If you've a claim on your 2-year guarantee, please contact your supplier.

Declaration of conformity

This device fulfils the
requirements stipulated
in the EU directive:



2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility.

Conformity with the above mentioned directive is
confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity,
please refer to the free download available on our
website **www.amplicomms.com**.

- 1 Touche ALARM STOP
- 2 Affichage « Alarme réglée »
- 3 Réglage du volume de la sonnerie du réveil
- 4 Bouton de sélection de l'alarme (sonnerie du réveil+ vibration, vibration, sonnerie du réveil, arrêt)
- 5 Touches de réglage de l'heure et de l'alarme
- 6 De la fonction d'arrêt avec répétition de la sonnerie du réveil
- 7 Réglage de la sonorité de la sonnerie du réveil
- 8 Compartiment à piles (pour batterie de sauvegarde)
- 9 Réglage de la fonction vibrante
- 10 Raccordement pour coussin vibrant
- 11 Raccordement pour bloc d'alimentation

Contenu de l'emballage

- Réveil
- Bloc d'alimentation enfichable 12 V, 800 mA
- Coussin vibrant
- Mode d'emploi

Mise en service

Attention : utilisez seulement le bloc d'alimentation livré, car d'autres blocs d'alimentation peuvent endommager l'appareil. Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.

Veillez à ce que le câble de connexion du coussin vibrant soit posé, invisible et inaccessible, sous le matelas/l'oreiller pour exclure de possibles dangers.

Batterie de sauvegarde

Pour pallier une panne de courant à court terme ou tirer le bloc d'alimentation enfichable, vous pouvez utiliser une batterie de sauvegarde (bloc de 9 V). Ceci permet de conserver les réglages de l'heure et de l'heure du réveil.

Pendant une panne de courant, l'heure n'est pas affichée, le vibreur ne fonctionne pas. Seule la sonnerie du réveil retentit. Seule la touche ALARM STOP s'allume pour réveiller si seulement la vibration (SHAKER) est réglée.

Si aucune batterie n'est insérée, les réglages de l'heure et du réveil sont perdus en cas de panne de courant. Une panne de courant nocturne a pour conséquence que vous ne serez pas réveillé le matin à l'heure souhaitée.

Pour faciliter l'ouverture du couvercle du compartiment à piles, veuillez utiliser un objet pointu approprié, par ex. la pointe d'un stylo à bille ou d'un tournevis.



Veillez à la polarité correcte lors du raccordement de la batterie.

Vérifiez l'état de la batterie après env. un an et, le cas échéant, remplacer celle-ci. Des batteries qui ont coulé peuvent endommager l'appareil.



Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la touche **SET CLOCK** et maintenez-la appuyée.
2. Réglez les heures avec **HOUR** et les minutes avec **MIN**.
3. Relâchez la touche **SET CLOCK**.

Réglage de l'heure du réveil

1. Appuyez sur la touche **SET ALARM** et maintenez-la appuyée.
2. Réglez les heures avec **HOUR** et les minutes avec **MIN**.
3. Relâchez la touche **SET ALARM**.

Réglage du mode de réveil

1. Poussez le bouton de sélection de l'alarme **MODE** dans la position **OFF** pour désactiver la fonction de réveil ou la sonnerie justement en train de retentir.

2. Poussez le bouton de sélection de l'alarme **MODE** dans la position **AUDIO** (sonnerie du réveil), **SHAKER** (Vibration) ou **ALL** (sonnerie du réveil + vibration) pour sélectionner le mode de réveil et activer le réveil.

Remarque : l'affichage « Alarme réglée » s'allume sur l'écran dans les réglages **ALL**, **AUDIO** et **SHAKER**.

Réglage du mode vibrant

1. Sélectionnez avec le bouton **VIBRATION**
 - **PULSE** : vibration avec interruption
 - **CONTINUE** : vibration permanente.

Réglage de la fonction d'arrêt avec répétition de la sonnerie du réveil

1. Sélectionnez avec le bouton **AUTO SNOOZE**
 - **OFF** : fonction d'arrêt avec répétition de la sonnerie désactivée

- **ON** : après une pression sur la touche **ALARM STOP**, le signal d'alarme est répété après 9 minutes (durée totale max. : env. 2 heures).

Réglage du volume

1. Réglez le volume de la sonnerie du réveil avec **VOL.**

Réglage de la sonorité

1. Réglez la sonorité de la sonnerie du réveil avec **TONE.**

Test de la fonction « réveil »

1. Poussez le bouton **AUTO SNOOZE** dans la position « TEST ». La fonction de réveil paramétrée (MODE) est déclenchée. **Remarque** : en mode de test, la LED (touche ALARM STOP) ne clignote pas.

Spécifications techniques

Fonctions : heure, réveil

Modes de réveil : sonnerie de réveil, vibration, sonnerie de réveil et vibration

Alimentation électrique : bloc d'alimentation enfichable
100~240 V AC, sortie 12 V DC / 800 mA.

Batterie de sauvegarde (en option) : bloc de 9 V, à remplacer chaque année

Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi et conservez-le soigneusement.

Risques liés à l'électricité

- Protégez les appareils contre les gouttes et les projections d'eau. Ne placez aucun récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, sur les appareils ou à leur proximité. Le récipient peut se renverser et le liquide

peut altérer la sécurité électrique.

- Ne faites pas fonctionner les appareils et le bloc d'alimentation en plein air ou dans des pièces où l'humidité de l'air est élevée.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément aux consignes et dont la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le bloc d'alimentation.
- Retirez le bloc d'alimentation de la prise de courant :
 - en cas d'orage
 - avant de nettoyer l'appareil raccordé
 - en cas de défaillances pendant le fonctionnement
 - si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un temps prolongé.

Ce faisant, tirez toujours sur le bloc d'alimentation et pas sur le câble de raccordement.

- N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas des pièces du boîtier. Des pièces conductrices de tension, dont le

contact peut causer une électrocution, se trouvent à l'intérieur du boîtier.

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Vous pourriez toucher des pièces conductrices de tension.
- Les câbles de raccordement ne doivent être ni pliés ni écrasés. Maintenez les câbles de raccordement à l'écart de surfaces chaudes et d'arêtes vives.
- Vérifiez régulièrement que les appareils et le bloc d'alimentation ne sont pas endommagés. Ne mettez aucun appareil en service quand l'un de ses composants, le bloc d'alimentation ou le câble de raccordement, présente des dommages visibles ou quand un appareil est tombé.

Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône



ci-contre sur votre appareil signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets. Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.



Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ou solution de nettoyage.

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés

selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou

d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.


Hotline de service

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le

numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet : **www.amplicomms.com**

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences figurant dans la directive européenne:  2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour obtenir la déclaration intégrale de conformité, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site Internet **www.amplicomms.com**.

- 1 ALARM STOP-knop
- 2 Weergave „Alarm ingeschakeld“
- 3 Volumeregeling audiosignaal
- 4 Schakelaar alarmoptie
(audiosignaal + trilling, trilling, audiosignaal, uit)
- 5 Instelknop voor tijd en wekker
- 6 Instelling sluimerfunctie
- 7 Instelling klank audiosignaal
- 8 Batterijvak (bufferbatterij)
- 9 Instelling trilfunctie
- 10 Aansluiting voor trilkussen
- 11 Ingang voor adapter

Verpakkingsinhoud

- Wekker
- Adapter 12 V, 800 mA
- Trilkussen
- Handleiding

In gebruik nemen

Opgelet: Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere adapters kunnen het apparaat beschadigen. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.

Zorg ervoor dat u de aansluitkabel van het trilkussen onder uw matras/hoofdkussen legt zodat het niet zichtbaar of bereikbaar is, om mogelijke gevaren te voorkomen.

Bufferbatterij

Voor het overbruggen van een korte stroomuitval of het kort verwijderen van de adapter uit het stopcontact kunt u een bufferbatterij (blokbatterij 9 V) gebruiken. Dan blijven de instellingen van de tijd en de wektijd behouden.



Tijdens een stroomuitval wordt de tijd niet aangegeven en werkt het trilalarm niet. Alleen het audiosignaal werkt dan. Als u de wekker op alleen trilling (SHAKER) hebt ingesteld, wordt alleen de ALARM STOP-knop verlicht.

Als u geen batterij hebt gebruikt, gaan bij een stroomuitval de instellingen van de tijd en de wekker verloren. Bij een stroomuitval 's nachts heeft dat tot geval dat u de volgende morgen niet op de gewenste tijd wordt gewekt.

Om het deksel van het batterijvak te openen gebruikt u een spits voorwerp bv. de tip van een balpen of een kleine schroevendraaier. Let bij het inleggen van de batterijen op de correcte polariteit.



Controleer na ongeveer een jaar de toestand van de batterij en vervang ze indien nodig. Uitgelopen batterijen kunnen het apparaat beschadigen.

De tijd instellen

1. Hou de knop **SET CLOCK** ingedrukt.
2. Stel met de knop **HOOR** het uur en met de knop **MIN** de minuten in.
3. Laat de knop **SET CLOCK** terug los.

De wektijd instellen

1. Hou de knop **SET ALARM** ingedrukt.
2. Stel met de knop **HOOR** het uur en met de knop **MIN** de minuten in.
3. Laat de knop **SET ALARM** terug los.

De wekmodus instellen

1. Schuif de schakelaar voor wekopties **MODE** in de stand **OFF** om de wekfunctie of het op dat moment luidende weksignaal uit te schakelen.
2. Schuif de schakelaar voor wekopties **MODE** in de stand **AUDIO** (audiosignaal), **SHAKER** (trilling) of



ALL (audiosignaal + trilling) om de wekmodus te kiezen en de wekker in te schakelen.

Tip: in de standen **ALL**, **AUDIO** en **SHAKER** brandt in het scherm de indicator „Alarm ingeschakeld“.

De trilmodus instellen

1. Selecteer met de schakelaar **VIBRATION**
 - **PULSE:** trilling met onderbreking
 - **CONTINUE:** ononderbroken trilling.

De sluimerfunctie instellen

1. Selecteer met de schakelaar **AUTO SNOOZE**
 - **OFF:** de sluimerfunctie is uitgeschakeld
 - **ON:** Nadat u op de knop **ALARM STOP** drukt, wordt het weksignaal na ongeveer 9 minuten herhaald (max. totale duur ongeveer 2 uur).

Het volume instellen

1. Stel met de knop **VOL** het volume van de wektoon in.

De klank instellen

1. Stel met de knop **TONE** de klank van het audiosignaal in.

De wekkerfunctie testen

1. Schuif de schakelaar **AUTO SNOOZE** in de stand TEST. De ingestelde wekkerfunctie (MODE) wordt nu geactiveerd. **Opmerking:** in testmodus knippert het led-lampje (ALARM STOP-knop) niet.

Technische gegevens / Functies

Functies: tijd, wekker

Wekmodus: audiosignaal, trilling, audiosignaal + trilling

Stroomvoorziening: Adapteringang 100-240 V AC, Ausgang 12 V DC / 800 mA.

Bufferbatterij (optioneel): Blokbatterij 9 V, jaarlijks vervangen

Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.

Risico's i.v.m. elektriciteit

- Bescherm het apparaat tegen druppels en spatwater. Zet geen met vloeistof gevulde reservoirs, bijvoorbeeld vazen, op of nabij het apparaat. Het reservoir kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid aantasten.
- Gebruik het apparaat en de adapter niet buitenshuis of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de op de adapter vermelde span-

ning.

- Trek de adapter uit het stopcontact:
 - tijdens onweer;
 - voordat u het aangesloten apparaat reinigt;
 - wanneer een storing optreedt;
 - wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.Trek daarbij altijd aan de adapter zelf, niet aan de aansluitkabel.
- Open de behuizing nooit en haal e nooit onderdelen uit. Binnen in de behuizing bevinden zich spanningsgeleidende onderdelen die bij aanraking een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. U zou dan namelijk spanningsgeleidende onderdekeln kunnen aanraken.
- De aansluitkabel mag niet geknikt zijn of gekneld zitten. Houd de aansluitkabel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe kanten.

- Controleer het apparaat en de adapter regelmatig op schade. Gebruik het apparaat nooit wanneer een van de componenten, de adapter of de aansluitkabel zichtbare schade vertoont of wanneer het apparaat gevallen is.

Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder. Batterijen levert u in bij uw winkel of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking



stellen. De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte en pluïsvrije doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet

voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.

Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

Servicehotline

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website

www.amplicomms.com

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar.

De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de
Europese richtlijn:



2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **www.amplicomms.com**.

- 1 Tasto ALARM STOP
- 2 Indicazione "allarme impostato"
- 3 Impostazione volume suoneria sveglia
- 4 Interruttore di selezione allarme
(Suoneria + vibrazione, vibrazione, suoneria, off)
- 5 Tasti di impostazione per ora e allarme
- 6 Impostazione funzione snooze
- 7 Impostazione tono suoneria
- 8 Scomparto batterie (per batteria tampone)
- 9 Impostazione funzione di vibrazione
- 10 Collegamento per cuscino a vibrazione
- 11 Collegamento per alimentatore

Contenuto del pacchetto

- Sveglia
- Alimentatore 12 V, 800 mA
- Cuscino a vibrazione
- Istruzioni per l'uso



Mettere in funzione

Attenzione: Utilizzi solo l'adattatore fornito visto che altri adattatori potrebbero danneggiare l'apparecchio. Non deve bloccare l'accesso all'adattatore per mezzo di mobili o altri oggetti.

Accertarsi che il cavo di collegamento al cuscino a vibrazione sia nascosto e irraggiungibile sotto al materasso/guanciaie, onde escludere possibili pericoli.

Batteria tampone

Per bypassare una caduta temporanea di corrente o l'estrazione dell'alimentatore è possibile inserire una batteria tampone (block da 9 V). In tal modo, vengono mantenute le impostazioni di ora e sveglia.

Durante una caduta di corrente, l'ora non compare e l'allarme a vibrazione non funziona. Si sente solo la suone-

ria. In caso venga impostata solo la vibrazione (SHAKER), si illumina solo il tasto ALARM STOP per la sveglia.

Se non è stata inserita alcun batteria, le impostazioni di ora e sveglia vanno perse in caso di caduta di corrente. In caso di caduta di corrente notturna, al mattino non potrà, di conseguenza, essere svegliato(a) all'ora desiderata.

Per un'apertura facilitata del coperchio dello scomparto batterie, si serva di un oggetto adeguatamente appuntito, p.es. la punta di una penna o un piccolo cacciavite. Nell'inserire la batteria, faccia attenzione alla corretta polarità.



Verifichi lo stato della batteria dopo circa un anno ed eventualmente la sostituisca. Le batterie esauste possono danneggiare l'apparecchio.



Impostazione dell'ora

1. Prema e tenga premuto il tasto **SET CLOCK**.
2. Imposti con **HOUR** le ore e con **MIN** i minuti.
3. Rilasci il tasto **SET CLOCK**.

Impostazione della sveglia

1. Prema e tenga premuto il tasto **SET ALARM**.
2. Imposti con **HOUR** le ore e con **MIN** i minuti.
3. Rilasci il tasto **SET ALARM**.

Impostazione della modalità di sveglia

1. Spinga l'interruttore di selezione dell'allarme **MODE** in posizione **OFF** per disattivare la funzione sveglia o il segnale di sveglia che sta squillando.
2. Spinga l'interruttore di selezione dell'allarme **MODE** in posizione **AUDIO** (suoneria), **SHAKER** (vibrazione) oppure **ALL** (suoneria + vibrazione) per selezionare la modalità di sveglia e attivare la sveglia.

Avvertenza: nelle posizioni **ALL**, **AUDIO** e **SHAKER** sul display si illumina l'indicazione "Allarme impostato".

Impostazione della vibrazione

1. Selezioni con l'interruttore **VIBRATION**

- **PULSE:** vibrazione con interruzione
- **CONTINUE:** vibrazione continua.

Impostazione della funzione snooze

1. Selezioni con l'interruttore **AUTO SNOOZE**

- **OFF:** funzione snooze disattivata
- **ON:** dopo aver premuto il tasto **ALARM STOP** il segnale d'allarme viene ripetuto dopo circa 9 minuti (durata complessiva massima circa 2 ore).

Impostazione del volume

1. Imposti il volume di sveglia con **VOL.**



Impostazione del suono

1. Imposti la suoneria con **TONE**.

Verifica della funzione sveglia

1. Spingere l'interruttore **AUTO SNOOZE** in posizione "TEST". Si attiva la funzione sveglia impostata (MODE). **Nota:** nella modalità test il LED (tasto ALARM STOP) non lampeggia.

Dati tecnici / Funzioni

Funzioni: orologio, sveglia

Modalità di sveglia: suoneria, vibrazione, suoneria e vibrazione

Alimentazione: alimentatore di rete ingresso 100~240 V CA, uscita 12 V CC / 800 mA.

Batteria tampone (opzionale): block da 9 V, da sostituire annualmente

Avvisi di sicurezza

Legga con attenzione queste istruzioni d'uso e Le conservi per bene.

Pericoli dovuti all'elettricità

- Proteggere gli apparecchi da gocce o spruzzi d'acqua. Non mettere mai recipienti colmi di liquidi, come p.es. vasi, sugli apparecchi o nelle loro vicinanze. Il recipiente può rovesciarsi e il liquido pregiudicare la sicurezza elettrica.
- Non mettere in funzione gli apparecchi e l'alimentatore all'aperto o in locali con umidità elevata.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata in modo regolamentare la cui tensione di rete coincida con quella indicata sull'alimentatore.
- Estrarre l'alimentatore dalla presa:
 - in caso di temporale
 - prima di pulire l'apparecchio ad essa collegato

- qualora sopravvengano delle anomalie durante il funzionamento
- se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo lasso di tempo.

Estrarre sempre afferrando l'alimentatore, non il cavo di collegamento.

- Non aprire o rimuovere in alcun caso parti degli involucri. All'interno degli involucri si trovano componenti conduttori di corrente che, se toccati, possono provocare uno shock elettrico.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio. Potrebbero andare a toccare dei componenti conduttori di corrente.
- I cavi di collegamento non devono essere piegati o schiacciati. Tenere lontani i cavi di collegamento da superficie molto calde e bordi taglienti.
- Verificare regolarmente che gli apparecchi e l'alimentatore non siano danneggiati. Non mettere in funziona-

mento alcun apparecchio qualora uno dei suoi componenti, l'alimentatore o il cavo di collegamento presentino danni visibili o qualora un apparecchio sia caduto.

Smaltimento

Vige l'obbligo legale di smaltire correttamente i prodotti di consumo. Il simbolo qui a lato riprodotto sul Suo apparecchio indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici o elettronici devono essere smaltiti presso un punto di raccolta di un istituto di smaltimento. Le batterie devono essere smaltite presso il rivenditore di batterie o presso i punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. I materiali d'imballaggio devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali.





Avvisi di cura

- Pulisca le superfici dell'involucro con una pezza morbida e priva di filuzzi.
- Non utilizzi detergenti o solventi.

Garanzia

AMPLICOMMS – Gli apparecchi vengono prodotti e verificati secondo modernissimi processi di produzione. I materiali ricercati e tecnologie altamente sviluppate servono a garantire una funzione perfetta e un ciclo di vita lungo.

La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica per le batterie, gli accumulatori o i pacchetti di accumulatori utilizzati nei prodotti.

Nel corso del periodo di garanzia tutti i difetti riconducibili a errori di materiale o di produzione devono essere

eliminati a titolo gratuito. Il diritto di garanzia termina nel caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni causati dal trattamento o uso scorretto, dal posizionamento o dalla conservazione errati, dal collegamento o dall'installazione eseguita in modo non professionale o da forza maggiore o alte influenze non fanno parte della prestazione di garanzia.

In caso di reclami, ci riserviamo il diritto di correggere e sostituire le parti difettose e di sostituire l'apparecchio. Le parti sostituite o gli apparecchi sostituiti passano nella nostra proprietà. Si escludono diritti di risarcimento danni nel limite in cui essi non siano riconducibili alla premeditazione o alla grave negligenza del produttore. Se il Suo apparecchio dovesse comunque evidenziare un difetto all'interno del periodo di garanzia, la preghiamo di rivolgersi esclusivamente al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio di AMPLICOMMS,



mostrando il Suo documento di conferma dell'acquisto. Tutti i diritti di prestazione di garanzia secondo queste prescrizioni devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti del Suo rivenditore specializzato. Dopo il decorso di due anni dopo l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti non si possono più far valere diritti di prestazione di garanzia.

Service Hotline

In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra Service Hotline. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet **www.amplicomms.com**

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio adempie i
requisiti della direttiva CE:



2004/108/CE relativa alla sostenibilità elettromagnetica.

La conformità con la direttiva sopra menzionata viene confermata dal simbolo CE sull'apparecchio.

Per scaricare il testo completo della dichiarazione di conformità, La preghiamo di far uso del download gratuito dal nostro sito **www.amplicomms.com**

- 1 Tecla de ALARM STOP
- 2 Indicador "Alarma configurada"
- 3 Ajuste volumen tono de despertador
- 4 Interruptor selección de alarma (Tono de despertador + vibración, vibración, tono de despertador, apagado)
- 5 Teclas de ajuste para hora y alarma
- 6 Ajuste función de repetición de alarma
- 7 Ajuste sonido del tono de despertador
- 8 Compartimiento batería (batería de respaldo)
- 9 Ajuste función de vibración
- 10 Conexión para vibrador de almohada
- 11 Entrada de alimentación

Contenido

- Despertador
- Fuente de alimentación 12 V, 800 mA
- Alarma vibradora
- Manual de instrucciones

Antes del uso

Precaución: Use sólo la fuente de alimentación incluida, ya que otras fuentes de alimentación pueden dañar el aparato. No bloquee el acceso a la fuente de alimentación por muebles u otros objetos.

Asegúrese de conectar el cable conexión al vibrador de almohada de manera que pase por debajo del colchón / almohada y de que no sea visible o accesible para evitar posibles peligros.

Batería de respaldo

Para sobreponerse a un corte de corriente o a una desconexión de la fuente de alimentación se puede utilizar una batería de respaldo (9V). De esta manera, los ajustes de hora y despertador quedarán inalterados.

Durante un corte de corriente la hora no se indica y el



vibrador de almohada no vibra. Únicamente sonará el tono del despertador. Si tan sólo se ha activado la vibración (SHAKER), únicamente se encenderá la tecla de ALARM STOP.

Si no se está utilizando ninguna batería y tiene lugar un corte de corriente se perderá la configuración de la hora y del despertador. Como consecuencia, si el corte de corriente tiene lugar en la noche, a la mañana siguiente no será despertado a la hora deseada.

Para facilitar la apertura de la tapa de la batería, por favor utilice un objeto puntiagudo, como la punta de un bolígrafo o un destornillador pequeño. Observe la polaridad correcta al conectar la batería.



Compruebe el estado de la batería después de un año aproximadamente y cámbiela si es necesario. Las baterías gastadas pueden dañar el aparato.



Ajuste de la hora

1. Mantenga pulsada la tecla **SET CLOCK**.
2. Utilice **HOUR** para programar las hora y **MIN** para los minutos.
3. Suelte la tecla **SET CLOCK**.

Ajuste de la hora del despertador

1. Mantenga pulsada la tecla **SET ALARM**.
2. Utilice **HOUR** para programar las hora y **MIN** para los minutos.
3. Suelte la tecla **SET ALARM**.

Ajuste del modo del despertador

1. Deslice el interruptor de selección de alarma **MODE** a la posición **OFF** para apagar la alarma o simplemente desactivar la señal de alarma que acaba de oír.
2. Deslice el interruptor de selección de alarma **MODE** a la posición **AUDIO** (tono de despertador) **SHAKER** (vibración) o **ALL** (tono de despertador +



vibración) para seleccionar y activar el modo del despertador.

Nota: En las posiciones **ALL**, **AUDIO** y **SHAKER** se enciende en la pantalla el mensaje "alarma programada".

Ajuste del modo de vibración

1. Seleccione con el interruptor **VIBRATION**
 - **PULSE:** Vibración discontinua
 - **CONTINUE:** Vibración continua.

Ajuste de la función de repetición de alarma

1. Seleccione con el interruptor **AUTO SNOOZE**
 - **OFF:** Desconexión de la función de repetición de alarma
 - **ON:** Después de pulsar la tecla **ALARM STOP** la señal de alarma se repite después de 9 minutos (duración máxima total de unas 2 horas).

Ajuste del volumen

1. Use la tecla **VOL** para configurar el volumen de tono del despertador

Ajuste del tono

1. Use la tecla **TONE** para configurar el tono del despertador

Comprobación de la función de alarma

1. Empuje el interruptor **AUTO SNOOZE** en la posición "TEST". La función de alarma configurada (MODE) se activará. **Nota:** En el modo de prueba el LED (tecla ALARM STOP) no parpadea.

Especificaciones

Funciones: Reloj, despertador

Modos de alarma: Tono de despertador, vibración, tono de despertador y vibración

Suministro de corriente: Fuente de alimentación con entrada 100 ~ 240 V AC, salida 12 V DC / 800 mA.
Batería de respaldo (opcional): Cambie el bloque de batería 9 V anualmente

Notas de seguridad

Asegúrese de leer esta guía con atención y guárdela por si la necesita más adelante.

Riesgos eléctricos

- Proteja el aparato de goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima o al lado del aparato. El recipiente podría volcarse y afectar la seguridad eléctrica.
- No utilice los dispositivos o fuentes de alimentación al aire libre o en zonas con alta humedad.
- Conecte el aparato sólo a una toma de corriente correctamente instalada y cuyo voltaje se corresponda

con la tensión especificada en la fuente de alimentación.

- Desconecte la fuente de alimentación del enchufe:
 - en caso de tormenta.
 - antes de limpiar el dispositivo conectado.
 - si se producen averías durante el funcionamiento.
 - si no ha utilizado el dispositivo durante mucho tiempo.Siempre tire de la fuente de alimentación y no del cable.
- No abra ni quite ninguna parte de la carcasa. Dentro de la carcasa hay piezas bajo tensión, cuyo contacto puede causar una descarga eléctrica.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. Puede tocar piezas bajo tensión.
- El cable de conexión no debe doblarse ni torcerse. Mantenga el cable alejado de superficies calientes y bordes afilados.
- Compruebe con regularidad si existen daños en el

dispositivo y en la fuente de alimentación. No utilice aparatos ni ninguno de sus componentes, por ejemplo fuentes de alimentación o cables de conexión, que tengan daños visibles o se hayan caído.

Eliminación

Si quiere deshacerse del aparato, llévelo a los puntos de recogida autorizados por sus autoridades locales. De acuerdo con la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos, los dueños de los aparatos están obligados por ley a deshacerse de los viejos equipos eléctricos y electrónicos en una recogida selectiva de residuos. El símbolo que aparece al lado significa que está totalmente prohibido deshacerse del aparato depositándolo junto a la basura doméstica. Siga las regulaciones locales para la eliminación del material de embalaje.



Mantenimiento

- Limpie la superficie de la unidad, utilice siempre un paño suave y sin pelusa.
- No utilice detergentes o disolventes

Garantía

Los dispositivos AMPLICOMMS son fabricados y probados de acuerdo con los últimos métodos de producción. Los materiales seleccionados y el uso de tecnologías avanzadas garantizan un funcionamiento sin problemas y de larga vida.

La garantía no se aplica a las pilas o baterías utilizadas en el producto. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía todos los defectos materiales o de fábrica serán solventados de forma gratuita. La garantía será nula si el comprador o terceras personas manipulan el aparato. La garantía no se aplicará si

se producen desperfectos o daños causados por el manejo inadecuado del aparato, la red de conexión y la instalación o por el desgaste natural debido a un mantenimiento y almacenamiento incorrecto del dispositivo o por causas de fuerza mayor o influencias externas.

En caso de reclamación nos reservamos el derecho a reparar las piezas defectuosas, sustituirlas o reemplazar el dispositivo. Las piezas o el dispositivo reemplazado deberán ser de nuestra propiedad. Las reclamaciones por daños y perjuicios quedan excluidas, a menos que se demuestre intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante.

Si dentro del periodo de garantía el dispositivo sigue mostrando defectos, póngase en contacto con su recibo de compra únicamente en la tienda donde compró su dispositivo AMPLICOMMS. Todas las reclamaciones de garantía conforme a estas disposiciones sólo ten-

drán validez frente al distribuidor del producto. Los derechos de garantía dejarán de tener validez una vez finalizado el plazo de garantía de 2 años.

Asistencia telefónica

En caso de que surjan problemas técnicos, por favor póngase en contacto con nuestro centro de atención. Encontrará el número de teléfono en nuestra página web **www.amplicomms.com**

Para reparación y las reclamaciones de garantía póngase en contacto con su distribuidor. El plazo de garantía es de 2 años.

Declaración de conformidad

Este equipo cumple con los requisitos
de la Directiva de la UE:



Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. La conformidad con la directiva mencionada anteriormente se confirma mediante el símbolo CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web

www.amplicomms.com



Audioline GmbH

D-41460 Neuss

07/2014 – Ausgabe 2.0

