



NL 100



Bruksanvisning

NL 100



NL 100

Bruksanvisning	3
----------------------	---

Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant. Öppna under inga omständigheter enheten eller utför reparationer själv.

Hörapparatskompatibel

Denna produkt är kompatibel med de flesta populära hörapparater på marknaden. På grund av det stora utbudet av hörapparater, finns det ingen garanti att produkten kommer fungera "utan problem" med varje modell.

Avfallshantering

Du är skyldig att göra dig av med förbrukningsvaror på ett korrekt sätt i enlighet med de lagliga bestämmelserna. Symbolen på produkten visar att elektriska och elektroniska apparater och batterier måste kasseras separat från inhemska avfall på lämpliga samlingsplatser tillhandahålls av den offentliga avfall myndigheterna. Batterier kan också ofta tas om hand vid försäljningsstället. Förpackningsmaterial måste kasseras enligt lokala föreskrifter.



Komma igång

Komma igång

1. Kolla förpackningens innehåll

Innehåll	NL100
Halsslinga NL100	1
AAA Battery	1
25 mm till 35 mm adapter	1
Bruksanvisning	1

2. Sätt i batterier

Sätt i 1 x AAA-batteri i batterifacket på baksidan av NL100. Var noga med att notera '+' och '-' märkningar och placera batterierna på rätt sätt. Stäng batteriluckan.



Varning: Använd inte uppladdningsbara batterier.

3. Anslut NL100

Anslut NL100 till headsetuttaget på Powertel handenhet som visas i diagrammet och placera halsslinga över huvudet.



Använda NL100

NL 100 är en teleslinga som kommer att fungera tillsammans med din hörapparat när den är inställd på T-läge, för att hjälpa dig att höra ljud tydligare.

1. Skjut PÅ/AV knappen till PÅ. Lysdioden lyser grönt.



Om lysdioden lyser rött är batterinivån låg och du bör byta batteriet så snart som möjligt

2. Koppla din hörapparat till ` -MT eller` T` läget`
3. Justera volymen genom att använda rattknappen på NL 100
4. Din NL100 är nu klar för användning. Du kan föra dina samtal med hjälp av den inbyggda mikrofonen.
5. Skjut PÅ/AV knappen till "AV" i slutet av samtalet för att spara på batterierna. Lysdioden slocknar.



Du kan använda adaptern som levereras tillsammans med NL 100 för att ansluta kompatibla MP3-enheter eller mobiltelefoner. Följ stegen ovan

Underhåll/Garanti

Underhåll

- Rent ytbehandlar produkten med en mjuk ludd-fri torkduk
- Använd Aldrig rengöringsmedel eller vätskor

Garanti

Telefonen uppvisar en hög driftssäkerhet. Var god kontakta din återförsäljare eller vänd dig direkt till tillverkaren om störningar uppträder trots korrekt montering och användning. Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum. Villkoren för garantin tillämpas inte på de uppladdningsbara batterierna. Garantin omfattar kostnadsfri reparation samt kostnadsfri retursändning. En förutsättning är att apparaten skickas in i originalförpackningen, kasta alltså inte bort denna. Garantin förfaller vid skador som förorsakats av felaktig behandling eller reparationsförsök av icke auktoriserade personer (förstöring av apparatens plombering). Garantireparationer genomföres endast vid insändning eller uppvisning av inköpskvitto. Två år efter köp av Amplicomms produkter, gäller ej garantivillkoren längre.

Förklaring av Konformism

Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet: 1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. Överensstämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten. Du hittar hela försäkran om överensstämmelse på www.amplicomms.eu



Utdelat by: Audioline GmbH, D-41 460 Neuss



Viktiga anvisningar om garantisektionen

Den period av garanti för AMPLICOMMS produkten börjar på inköpsdagen. Rättigheter för krav enligt villkoren i garantin avser brister till följd av material- eller tillverkningsfel. Rättigheter för krav enligt villkoren i garantin ogiltigförklaras efter ett ingripande av den köparen eller tredje part. Skador som orsakas till följd av felaktig hantering eller drift, normalt slitage, felaktig placering eller lagring, felaktig anslutning eller installation, force majeure eller andra yttre påverkan som inte omfattas av villkoren i garantin.

Fordringar enligt VILLKOREN FÖR garanti får endast göras gällande till återförsäljaren där utrustningen har köpts Varvid förvärvskvitto också måste lämnas in..

Att förhindra onödiga långa förseningar, skicka inte utrustningen enligt klagomål till vår kontorsadress.

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicomms.eu

E-post: info@audioline.de